


APWD 646

Injektormodul

för rengöring av ihåliga instrument för tandvård i PWD 7121 och PWD 7122.



- Kapacitet: 22 ihåliga instrument
- Kan användas i lastvagn APWD 217
- Alla vanliga dentaladaptar och tillbehör kan användas

EAN: 4002516863052 / Materialnummer: 12719050 /
Gamla materialnummer: 69631600D

Produkttillhörighet

Mieles stora laboratoriediskmaskiner, Dental

•

Modelltillhörighet

PWD 7121

•

PWD 7122

•

Produktkategori

Insats/modul för dentalinstrument

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Centralfilter kan sättas in

•

Användningsområde

Rengöring av dentalinstrument

•

Rengöring av ihåliga instrument

•

Kapacitet

Roterande instrument [antal]

22

Sugar [antal]

22

Ihåliga instrument [antal]

22

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

85

Ytermått, nettobredd i mm

125

Ytermått, nettodjup i mm

523

Ytermått, bruttohöjd i mm

115

Ytermått, bruttbredd i mm

150

Ytermått, bruttodjup i mm

565

Nettovikt i kg

1,26

Bruttovikt i kg

1,49