

APWD 907

Transportvagn

för i- och urlastning i stora diskdesinfektorer/laboratoriediskmaskiner SlimLine



- Utrustad med 4 löprullar, varav 2 kan låsas fast
- Enkel och bekväm hantering med ergonomiska handtag
- Lastvagnarna är automatiskt säkrade mot fall
- För i-/urlastning av PWD 7121 och PWD 7122 (inte PLW 7111 och PLW 7111 Safety)
- Med uppsamlingsflaska för att samla upp nerdroppande vätska

EAN: 4002516860594 / Materialnummer: 12722690 /

Gamla materialnummer: 69200117D

#### Produkttillhörighet

Mieles stora laboratoriediskmaskiner, Dental

•

#### Modelltillhörighet

PWD 7121

•

PWD 7122

•

#### Produktkategori

Förvarings-/transportsystem

•

#### Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Färg

Rostfritt stål, Svart

Ställbar höjd

•

#### Användningsområde

Rengöring av dentalinstrument

•

Rengöring av ihåliga instrument

•

Rengöring av plattor/brickor

•

#### Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm

1091

Yttermått, nettobredd i mm

612

Yttermått, nettodjup i mm

832

Yttermått, bruttohöjd i mm

1200

Yttermått, bruttbredd i mm

800

Yttermått, bruttdjup i mm

1200

Nettovikt i kg

25,00

Bruttovikt i kg

45,00