

DE-CS7-85/1

Maskinlock

för övre täckning av maskinen, 70 cm djupt, 90 cm brett.



EAN: 4002516913900 / Materialnummer: 12832230 /

Gamla materialnummer: 69216013D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

•

Diskdesinfektorer

•

Rengörings- diskdesinfektorer, medicin

•

Modelltillhörighet

PLW 8683 CD

•

PWD 8682 CD

•

Produktkategori

Lucka

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Färg

Rostfritt stål

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

15

Ytermått, nettobredd i mm

700

Ytermått, nettodjup i mm

900

Ytermått, bruttohöjd i mm

80

Ytermått, bruttbredd i mm

795

Ytermått, bruttodjup i mm

995

Nettovikt i kg

13,33

Bruttovikt i kg

16,89