

Guard L1 Red Pulse

Dammsugare

kraftfull | premiumdesign | bekväm rengöring med 2-i-1-munstycke



- ComfortFit: utvecklad för högsta standard inom hygien
- Uthålliga: byggda för 20 års användning*
- Optimal effekt för varje rengöringsuppgift: 4 valbara lägen
- Individuellt valbar höjd och ergonomiskt Comfort-handtag
- Premium designkoncept med snygga applikationer
- Extra räckvidd, färre byten av uttag: 12 m arbetsradie
- 2in1 möbel- och fogmunstycke för bekväm dammsugning utan byte av uttag
- AirClean-filter: effektiv filtrering för ren rumsluft

* Under utvecklingsfasen av den annonserade dammsugarserien Guard testade Miele modeller och kärnkomponenter genom 750 timmars användning (= 37,5 timmar per år) i olika effektlägen. Mer:

miele.com/20years

EAN: 4002516907930 / Materialnummer: 12851750 /

Gamla materialnummer: 41UDF044NE

Konstruktion	
Dammsugare med dammsugarpåse	•
Produktnamn	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Produkttyp	SUDFO
Design	
Färg	Rubinröd Velvet
Användarkomfort	
Elektronisk sugeffektsreglering	Fotknappar +/-
Ljusedisplay med visning av effekt	•
Parkeringshållare för kortare pauser under dammsugning	•
Parkeringshållare för avställning	båda sidor
Comfort-kabelvinda	•
Komforthandtag 2.0	•
Rörlighet	
Hjul med stålaxel skonar golven	•
4 hjul	•
Aktionsradie i meter	12
Kabellängd i meter	8,5
Filtersystem	
Dammpåsetyp	HyClean Pure TU
Volym dammpåse i liter	3,5
Indikator för byte av dammpåse	•
Utblåsningsfilter	AirClean-filter
Motorfilter	•
Säkerhet	
Låssystem för golvmunstycke och handtag	•
Automatisk placering av dammpåse	•
Möbelskydd	•
Tekniska data	
Effekt i watt	890
Ljudnivå i dB	75,0
Bredd i mm	500
Höjd i mm	239
Djup i mm	28,80
Vikt, kg	6,6
Medföljande tillbehör	
Förvaring av tillbehör	integrerat
Möbelmunstycke	•
Fogmunstycke	•
Sugpensel	•
Golvmunstycke SBD 365-3	•
SBD AllFloor-värdekupong	•
Dammsugarpåse HyClean Pure TU	•
Värdekupong för HyClean Pure TU	•