

E 315/1

VE engångshartser

för regeneration av patroner för fullständig avsaltning.



- För användning i LP 2800/1 tom patron
- 20 l homogent blandade hartser
- Kartong med 2 x 10 l påsar
- Vakuumpförpackning i plastpåsar
- Inklusive utbytesfilterpåse

EAN: 4002516957515 / Materialnummer: 12945010 /

Gamla materialnummer: 69431502D

Produkttillhörighet

Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•

Modelltillhörighet

PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 315/1

VE engångshartser

för regeneration av patroner för fullständig avsaltning.



EAN: 4002516957515 / Materialnummer: 12945010 /

Gamla materialnummer: 69431502D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vattenbehandling	•
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	285
Ytermått, bruttbredd i mm	260
Ytermått, bruttodjup i mm	440
Nettovikt i kg	13,77
Bruttovikt i kg	14,27