

BP 100 HSE SAD 3N AC 380-400V 50Hz

Spoldesinfektor

som fristående enhet med automatisk lucköppning och LCD-display.



EAN: 8054188815712 / Materialnummer: 95504920 / Gamla materialnummer:

- Prestanda/batch upp till ?? bäcken och 1 urinflaskor
- Enkel styrning direktvalknappar
- Desinfektionsnivå enligt behov justerbart A0-värde
- Optimala diskresultat – Doublejet-rotationsmunstycke
- Kundenspecifik programanpassning programmerbar styrning