

BP 100 HAE AD 3N AC 380-400V 50Hz

Spoldesinfektor

som fristående enhet med automatisk lucköppning/-stängning och LCD-display.



EAN: 8033609175574 / Materialnummer: 95504930 / Gamla materialnummer:

- Prestanda/batch upp till ?? bäcken och 1 urinflaskor
- Enkel styrning – direktvalknappar
- Desinfektionsnivå enligt behov – justerbart A0-värde
- Optimala diskresultat – Doublejet-rotationsmunstycke
- Kundenspecifik programanpassning – programmerbar styrning