

E 363

Teline

erilaisten instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Silmukan koko 1 mm
- Kannella
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 4002511116283 / Materiaalin numero: 03149790 /
Vanhan materiaalin numero: 69536301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	150
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	225
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	165
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,62
Bruttopaino, kg	0,71