

E 379

Teline

Erialaisten instrumenttien kiinnittämiseen.



- 0,8 mm:n metallilanka, 1,7 mm:n silmukkakoko, 5 mm:n runko
- 2 kahvaa
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 400251116450 / Materiaalin numero: 03203500 /
Vanhan materiaalin numero: 69537901D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	110
Ulkomitat, nettoleveys, mm	180
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	135
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	235
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	485
Nettopaino, kg	0,72
Bruttopaino, kg	1,25