

E 378

Teline

Erialaisten instrumenttien kiinnittämiseen.



- 0,8 mm:n metallilanka, 1,7 mm:n silmukkakoko, 5 mm:n runko
- 2 kahvaa
- Alakoriin

EAN: 400251116443 / Materiaalin numero: 03203530 /
Vanhan materiaalin numero: 69537801D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	110
Ulkomitat, nettoleveys, mm	460
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	460
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	165
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	535
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	1,78
Bruttopaino, kg	2,25