

SD-B
Suihkusuutin
butyrometreille.



- Suorasuihkuvaunuille
- Kierteellinen, 4 x 140 mm*

* Kierteellinen, halkaisija 4 x 140 mm, sekä hitsattu ja liitetty suutin, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materiaalin numero: 03583540 /
Vanhan materiaalin numero: 69708001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	240
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Halkaisija, mm	4
Nettopaino, kg	0,01
Bruttopaino, kg	0,02