


O 175

Yläkori

laboratoriolasien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii kapeakaulaisille pulloille ja laboratoriolasille
- Täyttökorkeus 170 mm mm*
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Pesujauheen annostelu ei ole mahdollista

* Laboratoriolasista riippuen enimmäistäyttökorkeus voi olla matalampi

EAN: 4002511114876 / Materiaalin numero: 03807410 /
Vanhan materiaalin numero: 69117501D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Enimmäistäyttökorkeus, mm	170
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	33
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	412
Ulkomitat, nettoleveys, mm	475
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	531
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	6,30
Bruttopaino, kg	7,20
Mukana toimitettava paketti	
E 351, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 160 mm [määrä]	33
E 353 klipsi suorasuihkusuuttimeen E 351 [määrä]	33