


O 176

Yläkori

MIS-kirurgian, niveltähystyksen ja urologian instrumenttien optimisjoitteluun.



- 14 suihkusuitinta/suppiloa
- Vasemmalle telineet, oikealle ontot instrumentit (enint. 500 mm)
- Täyttökorkeus vasemmalla 360 +/- 20 mm
- Pesujauheen annostelu ei ole mahdollista
- Ei suihkuvartta, kuumailmakuivausliitäntä

EAN: 4002511114890 / Materiaalin numero: 03807420 /
Vanhan materiaalin numero: 69117601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhdydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Ontojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Ontot instrumentit [määrä]	10
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	409
Ulkomitat, nettoleveys, mm	475
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	531
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	545
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	400
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	4,80
Bruttopaino, kg	6,50
Mukana toimitettava paketti	
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	2
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	2
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	1
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	1
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsille, 10–15 mm [määrä]	1
Suihkusuutin, Ø 2,5 mm [määrä]	2
Suihkusuutin, Ø 4 mm [määrä]	4
Suppilo [määrä]	4