


O 184

Yläkori

esimerkiksi sentrifugiputkille, pienille lasipulloille tai koeputkille.



- 96 suihkusuitinta
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Täyttökorkeus: 170 mm mm
- Pesujauheen annostelu ei ole mahdollista

EAN: 4002511114937 / Materiaalin numero: 03807480 /
Vanhan materiaalin numero: 69118401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Kori injektiopulloille	•
Kori koeputkille	•
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Enimmäistäyttökorkeus, mm	170
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Koeputkien koneelliseen käsittelyyn	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	96
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	468
Ulkomitat, nettoleveys, mm	475
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	531
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,50
Bruttopaino, kg	5,70
Mukana toimitettava paketti	
ID 110, suorasuihkusuutin, Ø 2,5 mm, pituus 110 mm [määrä]	96