

U 167
Alakori
anestesiavälineille.



- 4 natronkalkkisäiliölle, 9 eritesäiliölle ja tarvikkeille
- 20 pidikettä, korkeus 200 mm mm, väli n. 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Materiaalin numero: 03807600 /
Vanhan materiaalin numero: 69116702D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Alakori	•
Vaunu anestesiainstrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Valkoinen
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	95
Kaiteiden korkeus, mm	200
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	220
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	516
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	240
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	550
Nettopaino, kg	3,10
Bruttopaino, kg	4,60