


E 106

Teline

Leveäkaulaisten pullojen, mittapullojen jne. optimaaliseen sijoitteluun.



- 10 jousipidikettä, kork. 175 mm, 16 jousipidikettä, kork. 105 mm
- Jousipidikkeiden väli n. 60 mm

EAN: 4002511115675 / Materiaalin numero: 03808310 /
Vanhan materiaalin numero: 69510601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Teline/moduuli leveäkaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mittapullojen koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	180
Ulkomitat, nettoleveys, mm	195
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	186
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	205
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	490
Nettopaino, kg	0,93
Bruttopaino, kg	1,42