

E 106/2

Teline

Leveäkaulaisten pullojen, mittapullojen jne. optimaaliseen sijoitteluun.



- Sisältää 13 suurta jousipidikettä, korkeus 175 mm
- Jousipidikkeiden väli n. 85 mm

EAN: 4002511115699 / Materiaalin numero: 03808330 /
Vanhan materiaalin numero: 69510603D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Teline/moduuli leveäkaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mittapullojen koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	420
Ulkomitat, nettoleveys, mm	180
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	186
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	430
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	200
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	200
Nettopaino, kg	0,69
Bruttopaino, kg	0,75