

E 110

Teline

250–600 ml:n laboratoriolasien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 10 keitinlasille, 250–600 ml
- 10 x 3 tukea
- Alakoriin

EAN: 400251115736 / Materiaalin numero: 03808390 /
Vanhan materiaalin numero: 69511001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Ruostumaton teräs, Valkoinen
Kapasiteetti	
Dekantterilasit [määrä]	10
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0

E 110

Teline

250–600 ml:n laboratoriolasien optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002511115736 / Materiaalin numero: 03808390 /
Vanhan materiaalin numero: 69511001D

Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	175
Ulkomitat, nettoleveys, mm	230
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	460
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	250
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	230
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	505
Nettopaino, kg	0,83
Bruttopaino, kg	1,35