


E 110

Teline

250–600 ml:n laboratoriolasien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 10 keitinlasille, 250–600 ml
- 10 x 3 tukea
- Alakoriin

EAN: 4002511115736 / Materiaalin numero: 03808390 /
Vanhan materiaalin numero: 69511001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Dekantterilasit [määrä]	10
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	175
Ulkomitat, nettoleveys, mm	230
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	460
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	250
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	230
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	505
Nettopaino, kg	0,83
Bruttopaino, kg	1,35