


E 111

Teline

600–1000 ml:n laboratoriolasien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 8 keitinlasille, 600–1000 ml
- 8 x 3 tukea
- Alakoriin

EAN: 4002511115743 / Materiaalin numero: 03808420 /  
Vanhan materiaalin numero: 69511101D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Dekantterilasit [määrä]	8
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	205
Ulkomitat, nettoleveys, mm	230
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	460
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	230
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	250
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	480
Nettopaino, kg	0,96
Bruttopaino, kg	1,10