


E 124

Teline

Infuusiopullojen optimaaliseen sijoitteluun. Pinta-ala 100 x 100 mm.



- 16 osiota, mitat: 100 x 100 mm (pullo), 48 x 48 mm (kaula)
- Alakoriin

EAN: 4002511115811 / Materiaalin numero: 03808500 /
Vanhan materiaalin numero: 69512401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	16
Käyttökohde	
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	148
Ulkomitat, nettoleveys, mm	460
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	460
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	480
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	480
Nettopaino, kg	1,44
Bruttopaino, kg	1,80