


E 125

Teline

Infuusiopullojen optimaaliseen sijoitteluun. Pinta-ala 125 x 125 mm.



- 9 osiota, mitat: 125 x 125 mm (pullo), 55 x 55 mm (kaula)
- Alakoriin

EAN: 4002511115828 / Materiaalin numero: 03808510 /  
Vanhan materiaalin numero: 69512501D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline erilaisille pulloille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	9
<b>Käyttökohde</b>	
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	224
Ulkomitat, nettoleveys, mm	460
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	460
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	245
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	480
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	480
Nettopaino, kg	1,81
Bruttopaino, kg	2,56