


E 126

Teline

Infuusiopullojen optimaaliseen sijoitteluun. Pinta-ala 45 x 45 mm.



- 48 osiota, mitat: 45 x 45 mm (pullo), 28 x 28 mm (kaula)

EAN: 4002511115835 / Materiaalin numero: 03808520 /  
Vanhan materiaalin numero: 69512601D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuotehteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline erilaisille pulloille	•
<b>Käyttökohde</b>	
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	48
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	83
Ulkomitat, nettoleveys, mm	445
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	475
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	475
Nettopaino, kg	1,92
Bruttopaino, kg	2,05