

E 127

Teline

Infuusiopullojen optimaaliseen sijoitteluun. Pinta-ala 57 x 57 mm.



- 20 osiota, mitat: 57 x 57 mm (pullo), 46 x 46 mm (kaula)

EAN: 4002511115842 / Materiaalin numero: 03808530 /  
Vanhan materiaalin numero: 69512701D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline erilaisille pulloille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	20
<b>Käyttökohde</b>	
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	102
Ulkomitat, nettoleveys, mm	445
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	475
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	475
Nettopaino, kg	1,78
Bruttopaino, kg	2,10