

E 128

Teline

Infuusiopullojen optimaaliseen sijoitteluun. Pinta-ala 71 x 71 mm.



- 24 osiota, mitat: 71 x 71 mm (pullo), 46 x 46 mm (kaula)

EAN: 4002511115859 / Materiaalin numero: 03808540 /
Vanhan materiaalin numero: 69512801D

| | |
|--|-------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline erilaisille pulloille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Lokeroiden lukumäärä | 24 |
| Käyttökohde | |
| Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0-0 |
| Taajuus, Hz | 0-0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00-0,00 |
| Sulakekoko, A | 0-0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 103 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 445 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 445 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 160 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 475 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 470 |
| Nettopaino, kg | 1,49 |
| Bruttopaino, kg | 1,95 |