

E 129

Teline

Infuusiopullojen optimaaliseen sijoitteluun. Kokonaisala 84 x 84 mm.



- 20 osiota, mitat: 84 x 84 mm (pullo), 46 x 46 mm (kaula)

EAN: 4002511115866 / Materiaalin numero: 03808550 /
Vanhan materiaalin numero: 69512901D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Tuoteluokka	
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	20
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	113
Ulkomitat, nettoleveys, mm	445
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	480
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	480
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	130
Nettopaino, kg	1,41
Bruttopaino, kg	1,78