

E 134

Teline

210 objektilasin optimaaliseen sijoitteluun.



- tilaa 210 objektilasille
- 26 lokeroa, mitat 11 mm x 26 mm, langan paksuus 3 mm

EAN: 4002511115897 / Materiaalin numero: 03808600 /
Vanhan materiaalin numero: 69513401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	26
Lokeron leveys, mm	11
Lokeron pituus, mm	26
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Objektilasit [määrä]	210
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	73
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	230
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	460
Nettopaino, kg	1,50
Bruttopaino, kg	1,61