


E 144

Teline

Enintään 18 laboratoriolasin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 18 keitinlasille
- 18 x 3 tukea
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 4002511115996 / Materiaalin numero: 03808710 /  
Vanhan materiaalin numero: 69514401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilasille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Dekantterilasit [määrä]	18
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	131
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	180
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	250
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	490
Nettopaino, kg	1,37
Bruttopaino, kg	1,38