

E 336

Hylsy

Pipettien/MIS-instrumenttien sijoitteluun suorasuihkuyksikössä.



- Tukee enint. 445 mm:n pituisia pipettejä
- Muovi, kierrelliitin

EAN: 4002511117068 / Materiaalin numero: 03809390 /  
Vanhan materiaalin numero: 69733601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Huuhteluholkki	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Ontojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Pipetit [määrä]	1
Ontot instrumentit [määrä]	1
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	121
Ulkomitat, nettoleveys, mm	11
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	11
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	10
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	170
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	125
Halkaisija, mm	11
Nettopaino, kg	0,02
Bruttopaino, kg	0,02