

E 340

Vaunu

kapeakaulaisen lasitavaran optimaaliseen sijoitteluun.



- Toisella puolella voidaan käyttää muita lisäosia
- 19 suihkusuitinta

EAN: 4002511116177 / Materiaalin numero: 03809410 /
Vanhan materiaalin numero: 69534001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vaunu kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	19
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	517
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	180
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	4,80
Bruttopaino, kg	5,60
Mukana toimitettava paketti	
ID 140, suorasuihkusuitin, Ø 4 mm, pituus 140 mm [määrä]	3
ID 160, suorasuihkusuitin, Ø 4 mm, pituus 160 mm [määrä]	3
ID 180, suorasuihkusuitin, Ø 4 mm, pituus 180 mm [määrä]	3
ID 200, suorasuihkusuitin, Ø 6 mm, pituus 200 mm [määrä]	3
ID 220, suorasuihkusuitin, Ø 6 mm, pituus 220 mm [määrä]	3
ID 220, suorasuihkusuitin, Ø 6 mm, pituus 240 mm [määrä]	4
Huuhelusuitin pesujauheen annostelijaan [määrä]	1