

E 351

Suihkusuutin

Erilaisen välineistön optimaaliseen koneelliseen käsittelyyn. Koko 4 x 160 mm.



- Sopii suorasuihkuvaunuun
- Voidaan yhdistää tulppaanipidikkeeseen E 353
- Ø 4 x 160 mm, kierreltiin

EAN: 4002511117075 / Materiaalin numero: 03809500 /
Vanhan materiaalin numero: 69735101D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	160
Ulkomitat, nettoleveys, mm	4
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	4
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Halkaisija, mm	4
Nettopaino, kg	0,01
Bruttopaino, kg	0,02