

E 354

Kiristimet

Korkeussäädettävä, laboratoriolasin optimaaliseen sijoittamiseen suorasuihkuun.



- Sopii suihkusuuttimeen E 352
- Korkeussäädettävä lukitus
- Sopii esim. erlenmeyerpulluille ja pyöreäpohjaisille pulloille

EAN: 4002511117105 / Materiaalin numero: 03809540 /  
Vanhan materiaalin numero: 69735401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite, Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	150
Ulkomitat, nettoleveys, mm	70
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	70
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,05