

E 355

Vaunu

kapeakaulaisen lasitavaran optimaaliseen sijoitteluun.



- 16 suihkusuitinta
- Toisella puolella voidaan käyttää muita lisäosia

EAN: 4002511116191 / Materiaalin numero: 03809560 /  
Vanhan materiaalin numero: 69535501D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu kapeakaulaisille lasitavaroille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	16
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	517
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	545
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	160
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	5,80
Bruttopaino, kg	6,40
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 351, suorasuihkusuiutin Ø 4 mm, pituus 160 mm [määrä]	7
E 352, suorasuihkusuiutin Ø 6 mm, pituus 220 mm [määrä]	9
E 353 klipsi suorasuihkusuiuttimeen E 351 [määrä]	7
E 354 klipsi suorasuihkusuiuttimeen E 352 [määrä]	9
Huuhtelusuiutin pesujauheen annostelijaan [määrä]	1