

E 362

Sulkuruuvi

Irto-osien kiinnittämiseen korivaunuihin.



- Kierre M 8 x 1

EAN: 4002511117136 / Materiaalin numero: 03809630 /
Vanhan materiaalin numero: 69736201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Ontojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	14
Ulkomitat, nettoleveys, mm	10
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	10
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	120
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	120
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	170
Halkaisija, mm	10
Nettopaino, kg	0,00
Bruttopaino, kg	0,01