

E 367

Vaunu

intubaatiotarvikkeiden optimaaliseen sijoitteluun.



- 20 suutinta Ø 2,5 x 30 mm, 25 suutinta Ø 4,0 x 30 mm (5 irton.)
- 40 suuttimen pidikettä
- Kuumailmakuivausliitäntä
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002511116337 / Materiaalin numero: 03809710 /  
Vanhan materiaalin numero: 69536701D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu anestesiainstrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	515
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	490
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	550
Nettopaino, kg	6,20
Bruttopaino, kg	10,00