

E 368

Vaunu

ohuiden hengityslatkujen optimaaliseen sijoitteluun.



- 10 suutinta Ø 4,0 x 30 mm, 14 suutinta Ø 6,0 x 220 mm, nipistin
- Kuumailmakuivausliitäntä

EAN: 4002511116351 / Materiaalin numero: 03809760 /
Vanhan materiaalin numero: 69536801D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli anestesian instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	515
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	670
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	570
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	8,43
Bruttopaino, kg	10,54