

E 373

Teline

Korva-, nenä- ja kurkkuinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Silmukkakoko: pohjassa 3 mm, sivuilla 1,7 mm, kannessa 3 mm
- 28 pystysuoraa tukea
- 2 saranoitua kahvaa
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 4002511116405 / Materiaalin numero: 03809790 /
Vanhan materiaalin numero: 69537301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Tuoteluokka	
Teline KNK-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	150
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	225
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	170
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	240
Nettopaino, kg	0,66
Bruttopaino, kg	0,77