

E 374

Teline

KNK-instrumenttien, kuten hengitysletkujen optimaaliseen sijoitteluun.



- 24 osiota n. 45 x 45 mm, 27 osiota n. 12 x 12 mm
- Silmukkakoko pohjassa: 1,7 mm
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 4002511116412 / Materiaalin numero: 03809800 /
Vanhan materiaalin numero: 69537401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline KNK-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	51
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	63
Ulkomitat, nettoleveys, mm	173
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	190
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	460
Nettopaino, kg	1,20
Bruttopaino, kg	1,20