

E 381

Vaunu

intubaatiotarvikkeiden optimaaliseen sijoitteluun.



- 20 suutinta Ø 4,0 x 30 mm, 5 suutinta Ø 2,5 x 30 mm (5 irton.)
- 6 x E 466 -suihkusuitinta hengityspusseille, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x E 431 -suihkusuitinta hengityspalkeille, Ø 8,0 x 193 mm
- Kuumailmakuivausliitäntä
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002511116474 / Materiaalin numero: 03809890 /
Vanhan materiaalin numero: 69538101D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vaunu anestesiainstrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	515
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	540
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	500
Nettopaino, kg	6,80
Bruttopaino, kg	8,70