

E 408

Vaunu

enintään 96 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 96 pipetille, enint. 450 mm
- Pinta-ala 16 x 16 mm.
- Tukikehikon korkeus 150 mm
- Kuumailmakuivausliitântä

EAN: 4002511116689 / Materiaalin numero: 03810130 /
Vanhan materiaalin numero: 69540801D

| Tuotteen luokitus | |
|--|---------------------------|
| Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Tuoteluokka | |
| Vaunu, jossa kuumailmakuivausliitântä | • |
| Vaunu pipeteille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs, Muovit |
| Väri | Ruostumaton teräs, Musta |
| Käyttökohde | |
| Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Pipetit [määrä] | 96 |
| Vakiosähköliitântä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0 |
| Taajuus, Hz | 0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00 |
| Sulakekoko, A | 0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 502 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 535 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 517 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 540 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 530 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 500 |
| Nettopaino, kg | 5,50 |
| Bruttopaino, kg | 7,10 |