


E 413

Teline

hengitysletkujen optimaaliseen sijoitteluun.



- 6:lle System Sirona -imuletkulle
- Yläkoriin O177/1

EAN: 400251124486 / Materiaalin numero: 03810180 /
Vanhan materiaalin numero: 68741301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Tuoteyhteydät	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kapasiteetti	
Letkut [määrä]	6
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	205
Ulkomitat, nettoleveys, mm	390
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	450
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	250
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	485
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	495
Nettopaino, kg	1,40
Bruttopaino, kg	1,42