


A 13

Kansi

Hellävaraisuutta vaativien esineiden tukemiseen.



- Kansi ruostumatonta terästä
- 1 mm:n metallilanka, 8 mm:n silmäkoko, 4 mm:n runko
- Varaosaksi telineisiin E 103, E 104, E 105 ja E 139

EAN: 400251117204 / Materiaalin numero: 03810200 /  
Vanhan materiaalin numero: 69745001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhdydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Kansi	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	20
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	320
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	20
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	220
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	300
Nettopaino, kg	0,14
Bruttopaino, kg	0,25