


UTS
Tarvikelaatikko
pienille osille.



- Kannella
- 3 lokeroa, mitat ?? x ??

EAN: 4002511117143 / Materiaalin numero: 03810260 /
Vanhan materiaalin numero: 69741001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	3
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	93
Ulkomitat, nettoleveys, mm	102
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	350
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	110
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	400
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	605
Nettopaino, kg	0,75
Bruttopaino, kg	1,00