


ID 90

Suihkusuutin

muovituet, Ø 3 mm, pituus 90 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. mittalaseille ja koeputkille


EAN: 400251116962 / Materiaalin numero: 03810320 /
Vanhan materiaalin numero: 69709001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoripesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoripesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoripesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	32
Ulkomitat, nettoleveys, mm	32
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	90
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	32
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	100

ID 90

Suihkusuutin

muovituet, Ø 3 mm, pituus 90 mm.



EAN: 4002511116962 / Materiaalin numero: 03810320 /
Vanhan materiaalin numero: 69709001D

Halkaisija, mm	3
Nettopaino, kg	0,01
Bruttopaino, kg	0,01