


ID 110

Suihkusuutin

muovituet, Ø 3 mm, pituus 110 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. mittalaseille ja koeputkille

EAN: 4002511116979 / Materiaalin numero: 03810330 /
Vanhan materiaalin numero: 69711001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	32
Ulkomitat, nettoleveys, mm	32
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	111
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	32
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Halkaisija, mm	3
Nettopaino, kg	0,00
Bruttopaino, kg	0,01