


ID 160

Suihkusuutin

muovituet, Ø 4 mm, pituus 160 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. mittalaseille ja koeputkille

EAN: 4002511116993 / Materiaalin numero: 03810350 /
Vanhan materiaalin numero: 69716001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	55
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	160
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	55
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	55
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	160
Halkaisija, mm	4
Nettopaino, kg	0,02
Bruttopaino, kg	0,02