

E 118

Teline

petrimaljan puolikkaiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 38 petrimaljan puolikkaalle, Ø 100 mm
- 38 pidikettä, korkeus 70 mm, väli n. 26 mm
- Yläkoriin

EAN: 4002511115767 / Materiaalin numero: 03830270 /  
Vanhan materiaalin numero: 69511801D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli petrimaljan puolikkaille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Petrimaljan puolikkaat [määrä]	38
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	120
Ulkomitat, nettoleveys, mm	460
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	480
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	480
Nettopaino, kg	1,54
Bruttopaino, kg	1,90