


E 136

Teline

56 petrimaljan puolikkaan optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 56 petrimaljan puolikkaalle, Ø 100 mm
- 56 pidikettä, korkeus 70 mm mm, väli n. 26 mm mm
- Alakoriin

EAN: 4002511115941 / Materiaalin numero: 03830280 /
Vanhan materiaalin numero: 69513601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli petrimaljan puolikkaille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	26
Kaiteiden korkeus, mm	70
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Petrimaljan puolikkaat [määrä]	56
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	485
Ulkomitat, nettoleveys, mm	145
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	150
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	450
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	535
Nettopaino, kg	2,10
Bruttopaino, kg	2,50