

E 142

Teline

Erialaisten instrumenttien kiinnittämiseen.



- 1 mm:n metallilanka, 5 mm:n silmäkoko, 5 mm:n runko
- 2 saranoitua kahvaa
- Enimmäiskuorma 10 kg

EAN: 4002511115972 / Materiaalin numero: 03830300 /
Vanhan materiaalin numero: 69514201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	255
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	480
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	280
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	515
Nettopaino, kg	0,70
Bruttopaino, kg	0,86