

E 142

Teline

Erialaisten instrumenttien kiinnittämiseen.



- 1 mm:n metallilanka, 5 mm:n silmäkoko, 5 mm:n runko
- 2 saranoitua kahvaa
- Enimmäiskuorma 10 kg

EAN: 4002511115972 / Materiaalin numero: 03830300 /
Vanhan materiaalin numero: 69514201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	255
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	480
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	280
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	515

E 142

Teline

Erialaisten instrumenttien kiinnittämiseen.

EAN: 4002511115972 / Materiaalin numero: 03830300 /
Vanhan materiaalin numero: 69514201D

Nettopaino, kg	0,70
Bruttopaino, kg	0,86

